



開口補助器具

# オーラルワイダー

- ソフトな装着感で口角部を長時間でも無理なく、左右に開口できます。
- 視野を広げる事で、隅々まで楽にケアが可能です。
- 写真撮影や衛生指導にも便利です。




ソフトブルー



ハード

\*ソフトブルー、ハードのサイズは同一となります。



ミニソフトブルー

\*ミニソフトは小児用（5～6歳ぐらいまで）としてご使用いただけます。

**材質：**

- オーラルワイダー・ソフトブルー、ミニソフトブルー、ワイダー・チビ  
ポリプロピレン樹脂
- オーラルワイダー・ハード  
ポリカーボネイト樹脂
- ワイダー・ミニ  
ポリカーボネイト樹脂、エラストマー

## ワイダー・ミニ

小児用



希望小売価格：¥450（税別）

## ワイダー・チビ

ピンク



ホワイト

希望小売価格：¥500（税別）  
チビはミニより少々大きなサイズになります。



最大開口幅

ハード/ソフト：100mm  
ミニソフト：77mm



経口挿管時使用例

出典：東京歯科大学市川総合病院  
歯科・口腔外科提供

### 希望小売価格（税別）

ソフトブルー、ハード

1個入 ¥4,800

2個入 ¥8,000

ミニソフトブルー

1個入 ¥3,800

2個入 ¥6,500



### 洗浄・消毒方法

- ・ 日常の食器類と同等の扱いで結構です。
- ・ オートクレーブ（121℃）、EOG 滅菌が可能です。

### 消毒方法に関する注意事項

- ・ 消毒液は長時間浸漬させないでください。
- ・ 紫外線滅菌庫には入れないで下さい。